



Argimed

S.R.L.

LAVADO Y DESINFECCIÓN

Lavadora de instrumental quirúrgico

La lavadora de instrumental quirúrgico automatiza el proceso de lavado.

Las principales ventajas del lavado automático frente al manual son:

-Permite un lavado completo del material quirúrgico, llegando a todos los rincones de éstos.

-No existe error en las diluciones: el equipo efectuará las diluciones correctas para la limpieza a partir de la concentración del detergente tal como lo provee el fabricante.

-Se libera al personal afectado a la limpieza del instrumental de la manipulación de detergentes químicos, evitando posibles derrames.

-Evita el exceso de consumo de agua potable y detergentes.

-Reduce al mínimo el tiempo de trabajo.



*Fotografía ilustrativa. Varía según el modelo


Características

- Construida en acero inoxidable de alta calidad
- Posee un aislamiento térmico para exterior y puerta hermética
- Pausa el ciclo de lavado en la apertura de puerta
- Ofrece bombas dosificadoras de productos de lavado y aditivos
- Posee un sistema electrónico de ablandamiento de agua
- El secado es por evaporación
- Control de sonoridad
- Accesorios para lavado de instrumental quirúrgico: 2 canastos en acero inoxidable
- Posee varios programas de lavado para una mejor adecuación a sus necesidades
- Se provee con dos bandejas para el lavado simultáneo
- Es de fácil uso e instalación

Medidas: Altura 63 cm
 Ancho 60 cm
 Profundidad 63 cm



 Bella Vista 1181/85
C.A.B.A. - Argentina

 +54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450

 argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar