

Bomba Peristáltica PRO 90

Sistema de infiltración y aspiración de uso múltiples. Esta bomba se utiliza mediante una guía descartable para aspirar y expeler líquidos regulando las revoluciones por minuto de la bomba en forma precisa, manejada a control remoto permite facilidad y amplitud en el modo de uso. Se puede ajustar para diferentes guías brindando gran versatilidad de uso.



VENTAJAS DE LA BOMBA:

- ✓ La bomba no contamina el fluido
- ✓ El fluido entra en contacto solo con la tubería descartable
- ✓ Fácil de limpiar, solo se cambia el material descartable
- ✓ Desplazamiento positivo sin contraflujo
- ✓ Succión eficiente
- ✓ Escaso mantenimiento, no hay sellos ni válvulas que puedan gotear o que se desgasten
- ✓ Versátil, bombeo bajo de baja fricción; no es sensible a la orientación, el cabezal de la bomba se puede colocar en cualquier posición
- ✓ Fácil operación para el usuario
- ✓ Excelente confiabilidad eléctrica y mecánica
- ✓ Ajuste sencillo a las guías descartables

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Velocidad de rotación 0 – 90 rpm
- Medidor digital de revoluciones por minuto
- Bomba peristáltica, sistema de dos rodillos perimetralmente opuestos
- Cabezal auto-ajustable totalmente desarmable
- Motor y rodillos del cabezal montados con rodamientos blindados
- Cierre magnético de seguridad de puerta
- Sistema de protección electrónica por exceso de consumo
- Torque constante del motor
- Alimentación 110/240 volt 50/60 Hz
- Dimensiones: 300 mm x 400 mm x 300 mm
- Peso 6,5 kg aprox.