



Argimed

S.R.L.


ALIMENTACION ENTERAL Sonda Nasogástrica

- ✓ Sonda estándar o con lastre para colocación en duodeno
- ✓ Permanencia: de 4 a 6 semanas
- ✓ Material: poliuretano de excelente biocompatibilidad
- ✓ Conector en Y (pabellón de 2 puertos) de múltiples funciones
- ✓ Línea radiopaca

- ✓ Marcas para control de profundidad
- ✓ Mandril con punta flexible que permite aspirar durante la colocación para comprobar su ubicación en estómago o duodeno
- ✓ Su permeabilidad permite verificar residuo gástrico sin colapsar
- ✓ Posee un film hidrofílico único



Mandril



Lastre

Material	PVC	Silastic	Poliuretano* (SNG Argimed)
Característica			
Permanencia	3 días	4-6 semanas	4-6 semanas
Costo	Muy bajo	Elevado	Bajo
Control de residuo gástrico	Sí	No	Sí
Biocompatibilidad	No	Sí	Sí

Medidas disponibles

Estándar	6Fr (800mm)	8Fr (1200mm)	10Fr (1200mm)	12Fr (1200mm)
Lastrada	6Fr (800mm)	8Fr (1200mm)	10Fr (1200mm)	-



Bella Vista 1181/85
C.A.B.A. - Argentina

+54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450

argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar