



Terapia Intensiva y Anestesia
Descartables



Fabricación Nacional

Stock permanente de Productos Estandar

TODOS los productos Libre de Latex

Material Grado Médico de Alta Resistencia

Configuración de Descartables Según Necesidades



Bella Vista 1181/85
C.A.B.A - Argentina



+54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450



argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar




Industria Argentina

Insumos para Soluciones
Libres de DEHP, Fotosensibles

**Terapia Intensiva
y Anestesia**

Prolongadores y Guías con Regulador Manual de Flujo



FDG023

Prolongador con Regulador

FDG009

Guía con Regulador

Ayudan a mantener un flujo constante durante el procedimiento

Es un producto sencillo de usar, se elige el flujo,
se verifica el goteo y se encuentra listo para usar.

Sirve con alternativa en ocasiones a las bombas de infusión.

Tapas Macho Hembra y Puntos de Inyección



FDG129

Tapa Macho Hembra

Sirven para reemplazar tapas perdidas ó

sucias, como terminal en cateteres ó
prolongadores. Los puntos de inyección
permiten hacer infusión intermitente.

Todo libre de Latex.



FDG111

Punto de Inyección


Prolongadores y Llaves de 3 vías c/ prolongador

FDG087

Llave de 3 vías
con Prolongador

FDG029 /150

Prolongador
AT26 150cm



FDG091 Prolongador Bifurcado AT-35

Cumplen la función de ayudar a ordenar los flujos de infusión.

Las Llaves de 3 vías son de policarbonato y giro de 360°.

Se pueden realizar con conectores Luer Estandar, Luer Lock ó
Luer Lock Rotatorios, y con Tubos de bajo cebado, bifurcados
trifurcados, con puntos de inyección.

Consulte sobre todas nuestras líneas de descartables y desarrollos de equipamiento médico a:



Industria Argentina

Bella Vista 1181/85 (C1416EJA)

C.A.B.A - Argentina

+54 11 4584-6488

+54 11 4588-0450

argimed@argimed.com.ar

www.argimed.com.ar

