





Terapia Intensiva y Anestesia
Uso sin Aguja



Fabricación Nacional

Cierre Hermético sin espacio para evitar colonización

Libre de Látex, Apto para citostáticos y lípidos

Configuración de Descartables Según Necesidades

Cuerpo de policarbonato/sello de silicona (USP Clase VI)



Bella Vista 1181/85
C.A.B.A - Argentina 

+54 11 4584-6488
+54 11 4588-0450



argimed@argimed.com.ar
www.argimed.com.ar 





Descartables con Needleless

Terapia Intensiva y Anestesia

Presión de Retroceso	> 2.5 atm
Fuerza de Activación	< a 1.8 kg
Volumen de Cebado	0.09 ml
Flujo a 1 PSI	> a 550 ml/min
Pérdidas a 30 PSI	No se Observa
Uso Múltiple	Sin Pérdidas luego de 300 usos a 2.5 atm
Barrera Microbiana	Pasa la prueba de contaminación bacteriana luego de 7 días y 140 accesos desinfectando la superficie con alcohol al 70% y usando como contaminante <i>Stafilococo Aureus</i> #6538
Limpieza	100% de clearance alcanzado luego de 3 flushes de 1ml


Prolongadores con Needleless Terminal



Adaptador Multidosis



Prolongadores con 1/2/3/4 Needleless



Guías con 1/2/3/4 Needleless



Consulte sobre todas nuestras líneas de descartables y desarrollos de equipamiento médico a:



Industria Argentina

Bella Vista 1181/85 (C1416EJA)
C.A.B.A - Argentina

+54 11 4584-6488

+54 11 4588-0450

argimed@argimed.com.ar

www.argimed.com.ar

